

# tediselmedical

## ADONIS

### MANUAL DE INSTALACIÓN



CE 0197

[tediselmedical.com](http://tediselmedical.com)

# Contenido

1.	Fabricante.....	4
2.	Información de seguridad .....	4
2.1.	Advertencias de riesgo de lesiones .....	4
2.2.	Advertencias de riesgo de daños .....	4
2.3.	Símbolos complementarios utilizados en las instrucciones de seguridad .....	5
2.4.	Indicación de información adicional .....	5
2.5.	Uso adecuado del oxígeno. ....	5
2.5.1.	Explosión de oxígeno.....	5
2.5.2.	peligro de incendio.....	5
3.	Riesgos.....	6
3.1.	Explosión de gas .....	6
3.2.	Riesgo de mal funcionamiento del dispositivo .....	6
3.3.	Riesgo de incendio .....	6
3.4.	Peligro de descarga eléctrica.....	6
3.5.	Riesgo de caída del equipo en el anclaje.....	6
3.6.	Riesgo de quemaduras.....	6
3.7.	Riesgo de incendio .....	7
3.8.	Riesgo de contacto eléctrico .....	7
4.	Símbolos utilizados.....	7
5.	Requisitos de instalación.....	10
5.1.	Anclaje sobre la superficie de montaje. Requisitos mínimos.....	10
5.2.	Formación.....	10
6.	Instalación y conexionado.....	11
6.1.	Montaje .....	12
6.1.1.	Montaje sobre pared de obra .....	13
6.1.2.	Montaje sobre paneles de cartón-yeso. ....	14
6.2.	Conexión eléctrica y voz/datos: .....	16
6.3.	Conexión de gases:.....	17
7.	Comprobaciones de instalación .....	19
7.1.	Prueba mecánica .....	19
7.2.	Test de circuitos eléctricos.....	20
7.3.	Test de circuitos de gases.....	20

7.4. Comprobar envolverte .....20

8. Normativa.....21

8.1. Clasificación del equipo.....21

8.2. Normas de referencia.....21

# ADONIS

Manual de instalación

## 1. Fabricante

Fabricante: TEDISEL IBÉRICA S.L.

Dirección: C/ Sant Lluc, 69-81. 08918 - Badalona (Barcelona) ESPAÑA

Tel. +34 933 992 058

Fax +34 933 984 547

tedisel@tedisel.com

[www.tediselmedical.com](http://www.tediselmedical.com)



## 2. Información de seguridad

Las notas importantes en estas instrucciones de funcionamiento están marcadas con símbolos gráficos y palabras de advertencia.

### 2.1. Advertencias de riesgo de lesiones

Las palabras de advertencia como PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN describen el grado de riesgo de lesiones. Los diferentes símbolos triangulares enfatizan visualmente el grado de peligro.



ADVERTENCIA

Se refiere a una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

Se refiere a un peligro potencial que, si no se evita, puede provocar lesiones menores o leves.



PELIGRO

Se refiere a un peligro inmediato que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.



Riesgo de atrapamiento de dedos

### 2.2. Advertencias de riesgo de daños

La palabra de advertencia AVISO describe el grado de riesgo de daños materiales. El símbolo triangular enfatiza visualmente el grado de peligro.



Daños en superficies: advierte de daños en superficies por agentes de limpieza y desinfectantes inadecuados.



#### AVISO

Se refiere a un peligro potencial que si no se evita puede causar daños en el equipo.

### 2.3. Símbolos complementarios utilizados en las instrucciones de seguridad



Peligro de incendio



Peligro de explosión: advierte de la ignición de mezclas explosivas de gases.



Tensión peligrosa: advierte sobre descargas eléctricas que pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte.

### 2.4. Indicación de información adicional

NOTA

Una NOTA proporciona información adicional y consejos útiles para el uso seguro y eficiente del dispositivo.

### 2.5. Uso adecuado del oxígeno.

#### 2.5.1. Explosión de oxígeno



El oxígeno se vuelve explosivo cuando entra en contacto con aceites, grasas y lubricantes.

El oxígeno comprimido presenta un peligro de explosión:

- ¡Asegúrese de que los puntos de salida de oxígeno y gas estén libres de aceite, materiales grasos y lubricantes!
- No utilice productos de limpieza que contengan aceite, grasa o lubricantes.

#### 2.5.2. peligro de incendio



PELIGRO: El oxígeno que escapa es combustible:

- ¡No se permiten fuego abierto, objetos al rojo vivo y luz abierta cuando se trabaja con oxígeno!
- ¡No fume!

### 3. Riesgos

#### 3.1. Explosión de gas



El oxígeno se vuelve explosivo cuando entra en contacto con aceites, grasas y lubricantes.

Cuando entran en contacto con el oxígeno del aire, los gases medicinales pueden formar una mezcla de gases explosiva o fácilmente inflamable. El equipo no es adecuado para su uso en entornos que contengan mezclas inflamables de anestésicos con altas concentraciones de oxígeno u óxido nitroso.

Si se producen concentraciones tan altas de mezclas inflamables de anestésicos con oxígeno u óxido nitroso en el entorno del dispositivo, existe riesgo de ignición en determinadas condiciones.

#### 3.2. Riesgo de mal funcionamiento del dispositivo



**PRECAUCIÓN:** Si se conecta un dispositivo al equipo y dispara el mecanismo de protección del circuito correspondiente en las instalaciones del centro sanitario, los demás dispositivos conectados al mismo tampoco recibirán tensión eléctrica.

#### 3.3. Riesgo de incendio



Las conexiones enchufables para suministro de gases medicinales no deben entrar en contacto con aceite, grasa ni líquidos inflamables.

#### 3.4. Peligro de descarga eléctrica



Los cables de señal (red, audio, video, etc.) deben estar eléctricamente aislados del equipo y los extremos de las conexiones del edificio para evitar el contacto con corrientes que pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte.

#### 3.5. Riesgo de caída del equipo en el anclaje



**ADVERTENCIA:** Si durante la operación de anclaje del equipo sobre la superficie de montaje no se prevé algún elemento que sustente equipo, este puede caer sobre la/s persona/s que realiza/n la instalación de este.

#### 3.6. Riesgo de quemaduras

Durante la operación de conexionado de los gases el operador puede sufrir quemaduras debido al proceso de soldadura, así como provocar daños en el equipo u otros del entorno.



**ADVERTENCIA:** Pueden producirse daños personales y materiales.

### 3.7. Riesgo de incendio

Si la atmósfera de trabajo no está suficientemente ventilada se han podido concentrar sustancias volátiles (como por ejemplo Oxígeno) que pueden generar un incendio en contacto con la fuente de calor utilizada para realizar la soldadura.



**PELIGRO DE INCENDIO:** El no cumplimiento de este punto puede causar un daño grave.

### 3.8. Riesgo de contacto eléctrico

Durante el montaje del equipo, este puede entrar en contacto con algún cable de la instalación con tensión, esto puede provocar que las partes metálicas del equipo tengan tensión y, por lo tanto, que pueda llegar al operador.



**TENSIÓN PELIGROSA:** El no cumplimiento de este punto puede causar daños personales.

## 4. Símbolos utilizados



Parte aplicable B



Tierra (masa)



Equipotencialidad



Tierra de protección (masa)




Punto de conexión para el conductor Neutro



Pulsador de llamada a enfermera



Encendido de luz directa

	Encendido de luz indirecta
	Instrucciones de funcionamiento
	Producto Sanitario
	Residuo de aparato eléctrico
	Símbolo CE
	Código de producto
	Código único de identificación
	Número de serie
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Referencia al manual de instrucciones



		Daños en superficies
		Peligro de incendio
		Peligro de explosión
		Tensión peligrosa
	AVISO	Aviso
		Riesgo de atrapamiento de dedos
	ADVERTENCIA	Advertencia
	PRECAUCIÓN	Precaución
	PELIGRO	Peligro

## 5. Requisitos de instalación

### 5.1. Anclaje sobre la superficie de montaje. Requisitos mínimos



**PELIGRO:** El no cumplimiento de este punto puede causar daños personales

No se incluyen los herrajes para el montaje del equipo, el método de anclaje dependerá de la superficie.

	Adonis 1000	Adonis 1500	Adonis 1700
Peso máximo [kg]:	17	22.5	25
Par máximo [Nm]:	637	637	637

Peso máximo: Peso máximo en función de la longitud del equipo.

Par máximo: El generado por una carga de 150 Kg acoplada sobre la estructura tubular del equipo. No incluido el generado por bandejas, cajones y otros accesorios, éstos deberán tenerse en cuenta a la hora de colocarlos.



Es de vital importancia asegurar la capacidad de la pared y los anclajes para soportar el peso del dispositivo mencionado y una carga adicional de 150 kg.

En caso de que la pared esté construida de cartón yeso, es imprescindible la implementación de una estructura de refuerzo interna que garantice la adecuada distribución y soporte del peso indicado.

Este requisito no solo es esencial para la correcta instalación y funcionamiento del Adonis, sino también para prevenir cualquier riesgo asociado a la integridad estructural del lugar de instalación.

### 5.2. Formación

El personal que haga la INSTALACIÓN debe estar formado y cualificado adecuadamente por parte del cliente. Personas que:

1. han recibido la formación y están debidamente registradas (en los estamentos en los que las disposiciones legales hagan dicho registro necesario).
2. han sido instruidos en la instalación de este dispositivo mediante este Manual de instrucciones cómo base.

3. son capaces de evaluar las tareas que realizan en base a su propia experiencia profesional y capacitación en las normas de seguridad pertinentes y pueden reconocer los peligros potenciales que entraña el trabajo.

## 6. Instalación y conexionado

En este punto del manual se indica como realizar la instalación y el conexionado de los equipos Adonis. Se debe tener en cuenta que para realizar estas operaciones será necesario retirar partes de la envolvente.

Antes de proceder a realizar la instalación se deberán comprobar los planos de instalación con el fin de localizar las entradas dispuestas en el equipo para hacer llegar la alimentación a los diferentes sistemas de este, tanto para los de distribución de gases medicinales como para los diferentes circuitos eléctricos, llamada de enfermera y voz y datos.



Véase plano de instalación del equipo

Sólo pueden ubicarse las entradas para suministro de gases medicinales ① en la parte trasera del equipo, ya que vienen en una ubicación predeterminada por la estructura del Adonis tal y como se muestra en la figura 1. El suministro para la parte eléctrica y voz y datos del equipo se realizará a izquierda y/o derecha del nervio central ②.




Fig. 1 Entradas de suministro en la estructura Adonis.

En la figura 1 se representa el sistema ADONIS sin el chasis de aluminio para observar las entradas situadas en la parte estructural.

## 6.1. Montaje

El primer paso para proceder a la instalación de un equipo Adonis es localizar los puntos de anclaje y las diferentes entradas de suministro de gases medicinales, eléctricas y de voz y datos.



Véase plano de instalación del equipo

- Retire cubierta central ① y las cubiertas laterales ② con la ayuda de la ventosa ③ tal y como se muestra en la figura 2. Déjelas en un lugar seguro.
- Las entradas eléctricas y de gases quedan al descubierto. Véase figura 1.
- Los puntos de anclaje del equipo quedan a la vista. Véase imagen a la derecha en la figura 2.
- Fije el equipo por los dos puntos de anclaje superiores utilizando en cada punto de anclaje un tornillo ④ y una arandela ancha ⑤ tal y como se indica en la figura 2 sin apretar definitivamente, únicamente con el fin de asegurar el equipo mediante la tornillería adecuada a la superficie de montaje. La tornillería para utilizar depende de la superficie de montaje y se detalla en los siguientes puntos de este capítulo.



Véase puntos 6.1.1 y 6.1.2 de este manual





Fig. 2 Retirada de la tapa central. Posición de los anclajes.

- Compruebe que el equipo está nivelado y en la posición correcta según el plano de instalación.
- Realice el resto de las uniones y haga el apriete final de todos ellos una vez estén todos colocados.

## 6.1.1. Montaje sobre pared de obra

Los elementos de unión a utilizar cuando instalamos Adonis sobre una superficie de obra convencional son los siguientes (Véase Fig. 3).

Posición	Descripción
1	Tornillo DIN 571 para taco de 8, cabeza hexagonal cincado
2	Arandela Ancha DIN 9021 M6 cincada
3	Taco Bicomponente Fischer DuoPower



## Cargas

## DuoPower

Cargas máximas recomendadas <sup>1)</sup> para un solo anclaje.

Las cargas dadas son válidas para tornillos para madera con el diámetro especificado.

Tipo		5 x 25	6 x 30	6 x 50	8 x 40	8 x 65	10 x 50	10 x 80	12 x 60	14 x 70	
Diámetro de tornillo para madera	[mm]	4	5	5	6	6	8	8	10	12	
mín. distancia al borde <sup>c<sub>min</sub></sup>	[mm]	30	35	35	50	50	65	65	80	100	
Cargas recomendadas en el respectivo material											
Hormigón	≥ C20/25	[kN]	0,40	0,95	1,65	1,10	2,30	2,15	4,20	3,30	5,30
Ladrillo macizo	≥ M z 12	[kN]	0,30	0,50	0,55	0,62	0,69	1,20	1,45	1,30	1,35
Ladrillo macizo	≥ KS 12	[kN]	0,50	1,00	1,60	1,25	2,25	2,20	3,85	2,80	4,50
Hormigón aireado	≥ AAC 2 (G2)	[kN]	0,05	0,10	0,15	0,10	0,16	0,20	0,30	0,24	0,35
Hormigón aireado	≥ AAC 4 (G4)	[kN]	0,25	0,38	0,55	0,42	0,60	0,60	1,10	1,00	1,45
Ladrillo perforado	≥ Hlz 12 (ρ ≥ 0,9 kg/dm <sup>3</sup> )	[kN]	0,13	0,15	0,17	0,25	0,40	0,25	0,40	0,35	0,40
Ladrillo silicocalcáreo	≥ KSL 12 (ρ ≥ 1,6 kg/dm <sup>3</sup> )	[kN]	0,40	0,60	0,60	0,70	1,00	0,70	2,00	0,75	1,50
Bloque de yeso	( ≥ 0,9 kg/dm <sup>3</sup> )	[kN]	0,10	0,18	0,37	0,25	0,50	0,35	0,65	0,50	0,50
Tableros de fibra de yeso	12,5 mm	[kN]	0,24	0,33	0,35	0,35	-	0,50	-	-	-
Placas de yeso	12,5 mm	[kN]	0,12	0,15	0,15	0,15	-	0,15	-	-	-
Placas de yeso	2 x 12,5 mm	[kN]	0,13	0,15	0,24	0,20	0,32	0,30	-	-	-
Mattone Forato Typ F8		[kN]	0,30	0,30	-	0,25	-	0,25	-	-	-
Tramezza Doppio UNI 19		[kN]	0,15	0,15	0,23	0,15	0,30	0,20	0,52	0,35	0,35
Sepa Parpaing		[kN]	0,30	0,45	0,25 <sup>2)</sup>	0,45	0,45 <sup>2)</sup>	0,45	0,45 <sup>2)</sup>	0,60 <sup>2)</sup>	0,60 <sup>2)</sup>
<sup>1)</sup> Se consideran los factores de seguridad requeridos.											
<sup>2)</sup> Válido para carga de tracción, carga de corte y carga oblicua bajo cualquier ángulo.											
<sup>3)</sup> Determinación de carga sobre pared revocada.											




Fig. 3 Anclaje de Adonis sobre superficie de obra convencional



Es imprescindible verificar que la pared y los anclajes sean capaces de soportar el peso del dispositivo, además de una carga adicional de 150 kg. Esta verificación es crucial para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del Adonis.


Se recomienda una evaluación profesional para confirmar la idoneidad de la pared y los anclajes antes de proceder con la instalación.

#### 6.1.2. Montaje sobre paneles de cartón-yeso.

Si la pared está hecha de cartón yeso, resulta esencial instalar una estructura de refuerzo interna para asegurar una correcta distribución y soporte del peso especificado. Dicha estructura de refuerzo puede construirse usando madera sólida o compacta, o bien, utilizando acero. En el caso de optar por el acero, se recomienda emplear tubos o perfiles UPN con un grosor mínimo de 0.6 mm.


A continuación, se adjunta una tabla con los elementos de unión recomendados cuando disponemos de una estructura interna fabricada en madera:

REF	d <sub>0</sub> [mm]	h <sub>p</sub> min-max [mm]	Rosca- thread	L <sub>s</sub> [mm]	L [mm]
HRM 4-20	8	3-18	M4	52	46
HRM 4-24	8	18-24	M4	58	52
HRM 4-38	8	32-38	M4	72	66
HRM 5-16	11	3-16	M5	58	52
HRM 5-32	11	14-32	M5	71	65
HRM 5-45	11	32-45	M5	88	80
HRM 6-16	13	3-16	M6	58	52
HRM 6-32	13	14-32	M6	71	65
HRM 6-45	13	32-45	M6	88	80
HRM 8-16	13	3-16	M8	61	53
HRM 8-32	13	16-32	M8	73	66



**PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN / INSTALLATION PROCEDURE**

Instalación con pinza / *Mounting with installation pliers*



Es crucial asegurarse de respetar el diámetro del agujero previamente perforado antes de instalar el taco, así como utilizar arandelas anchas DIN 9021 M6 cincadas para garantizar una fijación adecuada.

Referente a los refuerzos internos fabricados en acero, se adjunta una tabla detallando los elementos de unión aconsejados para su uso:

**TORNILLO HEXAGONAL AUTOROSCANTE DIN-7504K | MÉTRICO**

Inoxidable A2 - AISI 304	Clase 70
--------------------------	----------

d	Diámetro tornillo
dc	Diámetro brida
dp	Diámetro punta
k	Altura de la cabeza
c	Espesor brida
s	Distancia entre caras (llave)
l	Longitud seleccionada (sin cabeza)

**Cotas en milímetros (mm)**

d	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3				
dc	8,3	8,3	8,8	10,5	11	13,2				
k	3,45	3,45	4,25	4,45	5,45	6,45				
dp	2,8	3,1	3,6	4,1	4,8	5,8				
c	0,6	0,6	0,9	0,9	1	1				
s	5,5	5,5	7	8	8	10				



Es imprescindible verificar que la pared y los anclajes sean capaces de soportar el peso del dispositivo, además de una carga adicional de 150 kg. Esta verificación es crucial para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del Adonis.

Se recomienda una evaluación profesional para confirmar la idoneidad de la pared y los anclajes antes de proceder con la instalación.

## 6.2. Conexión eléctrica y voz/datos:

Los circuitos eléctricos y voz y datos entran al equipo a través de una ventana ① cuya dimensión y ubicación están detallados en el plano de instalación del equipo. Los circuitos eléctricos acaban en un bornero común ②, excepto voz, datos, cuya conexión es directa al mecanismo que corresponda ③. Véase figura 5.



Véase plano de instalación del equipo

El equipo debe ser instalado por personal cualificado teniendo en cuenta la reglamentación nacional.



Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, los equipos deben conectarse a una tierra de protección. El no cumplimiento de este punto puede causar daños personales






Fig. 4 Detalle de los puntos de conexión eléctrica en ADONIS

### 6.3. Conexión de gases:

Los circuitos de gases medicinales entran al equipo a través de una ventana cuya dimensión y ubicación están detallados en el plano de instalación del equipo. El conexionado de los circuitos de gases medicinales será realizado acuerdo con la normativa aplicable, UNE EN ISO 7396-1\_2016 y UNE EN ISO 7396-2\_2007 por personal cualificado.




Fig. 5 Entrada de acometida para gases medicinales y vacío

- Retire la tapa central de gases.
- Véase puntos 6.1 de este manual
- Identifique cada uno de los circuitos de gases ① antes de realizar la soldadura y el correspondiente que llega al equipo por la entrada prevista ②.
- Véase plano de instalación del equipo

El conexionado de los circuitos de gases se realizará en la zona de entrada de los tubos de la instalación ② y deberá comprobarse el plano de instalación antes de iniciar la operación.




Fig.6 Corte de tubos y colocación de accesorios de cobre

- Corte el tubo ① de la canalización del equipo y el tubo ② correspondiente al circuito del gas en cuestión que viene de la instalación.
- Coloque el accesorio de cobre (codo) ③ en posición uniendo los dos tubos.
- Realice la soldadura de los 3 componentes tal y como se indica en la imagen a la derecha en la figura 7.
- Coloque nuevamente la tapa central de protección para el carril de las canalizaciones de gases medicinales tal y como se indica en el capítulo 6.1 de este manual.

## 7. Comprobaciones de instalación

Durante la realización de ajustes de los equipos es necesario:

- verificar que las correspondientes válvulas de corte de los gases medicinales están debidamente cerradas y asegurar que el sistema no puede ser abierto de nuevo.
- verificar que el sistema está desconectado eléctricamente, así mismo se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que el sistema no puede ser conectado de nuevo.



**PRECAUCIÓN:** El no cumplimiento de este punto causará un daño grave

### 7.1. Prueba mecánica

Se debe comprobar que cada uno de los puntos de anclaje está debidamente fijado a la superficie de montaje y que no existe ningún desplazamiento del equipo.



**ADVERTENCIA:** Pueden producirse daños personales por caída del equipo.

## 7.2. Test de circuitos eléctricos.

Se debe alimentar cada uno de los circuitos previstos y realizar un testeo para comprobar que, a todos los mecanismos previstos en ese circuito en cuestión, y solo a estos, les llega tensión.

- Comprobar la continuidad en el cableado de protección de tierra.



**TENSIÓN PELIGROSA:** Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, los equipos deben conectarse a una tierra de protección. El no cumplimiento de este punto puede causar daños personales

## 7.3. Test de circuitos de gases.

El equipo debe ser testado de acuerdo con la normativa vigente, EN ISO 7396-1\_2016 y EN ISO 7396-2\_2007 por personal cualificado.

En el sistema de canalización de gases medicinales se comprobará:

- Estanqueidad
- Integridad
- No existencia de cruces entre circuitos.
- Buen funcionamiento de las tomas de gases

Estas pruebas se realizarán con la presión de funcionamiento.



**PRECAUCIÓN:** Peligro de impacto de un elemento metálico por desconexión fallida, puede causar daños personales graves.

## 7.4. Comprobar envolvente.

Se debe comprobar que cada uno de los elementos de la envolvente que ha sido retirado para realizar las operaciones de instalación descritas en este manual quedan debidamente fijados y asegurados en su posición prevista.

- Comprobación de aperturas, cierres, abatimientos, desplazamientos.



**ADVERTENCIA:** Se recomienda el uso de guantes ya que pueden producirse pequeños daños personales.

## 8. Normativa

### 8.1. Clasificación del equipo

Según el nuevo reglamento **MDD 93/42/EEC** relativa a los productos sanitarios, esta familia de productos se clasifica como:

- Clase IIb, por el Anexo II, excluyendo sección 4, regla 11.
- Nivel de protección IP20 según IEC 60529

Equipo previsto para el funcionamiento continuo.

### 8.2. Normas de referencia

El dispositivo cumple con los requisitos de seguridad de las siguientes normas y directivas:

ISO11197: Unidades de suministro médico

IEC 60601-1: Equipos electromédicos. Parte 1. Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial.

IEC 60601-1-2: Equipos electromédicos. Parte 1-2. Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial. Norma colateral. Perturbaciones electromagnéticas.