



ADONIS

COLUMNA A PARED

ADONS



COLUMNA A PARED



Dos tubos integrados para accesorios



Gran capacidad de carga (150 kg)



Perfil Monobloc



Colores, HPL, Vinilo y anodización bajo demanda



Pintura antibacteriana bajo demanda



Iluminación LED (Luz Superior, Inferior, Lateral y Nocturna)



Extremos redondeados y líneas geométricas para una limpieza óptima



Fàcil mantenimiento



Optimiza Espacios

Conocido por su diseño y su alta capacidad de carga, ADONIS es la solución óptima para espacios reducidos especialmente en Áreas Críticas. Así mismo, puede servir a dos camas simultáneamente en cualquier área.



Algunas referencias

Polyclinique Chaambi Tunisie Clínica Girona Hospital Royo Villanoza, Zaragoza Hospital Josep Trueta, Girona Clinique al Firdaous Inzegane

D.E.U. Foggia Túnez España Hospital Santa Marina España Tonsberg España

Marruecos

Italia España Noruega





ACCESORIOS

ADONIS permite múltiples configuraciones, según las necesidades del área donde se desea instalar. Ademas permite el servicio a dos camas. Su estructura integra dos tubos para la colocación de varios accesorios.





CALIDAD

El sistema de gestión y los productos de Tedisel están certificados con el sello de Calidad ISO 13485 y el marcado CE otorgado por el Organismo Notificador TÜV RHEINLAND. Tedisel, como fabricante de producto sanitario, cuenta con la Licencia de Fabricante de Producto Sanitario con el número 6205-PS, concedida por la Agencia Española

de Medicamento y Productos Sanitarios. Todos los productos sanitarios que se que desarrollan y fabrican en Tedisel, están regulados por la Directiva Europea 93/42/CEE. Todos los equipos incluyen la homologación y certificación en seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética, normativas ISO 11197 y EN 60601.

Tedisel Iberica S. L. Sant LLuc, 69-81 08918 Badalona, BARCELONA, Spain Tel. +34 93 399 20 58 info@tedisel.com tediselmedical.com









INF-303-ES