


tediselmedical
AN EXPERT INSIGHT INTO HOSPITAL EQUIPMENT



ANTEA

CABECERO DISEÑO INTEGRAL

CABECERO DISEÑO INTEGRAL



Empotrado en la pared



Orientación horizontal o vertical



Colores, HPL y Vinilo bajo demanda



Fácil mantenimiento



Longitud y especificaciones bajo demanda



Elementos empotrados para facilitar la limpieza




Aluminio anodizado



Modelo Compacto



Durabilidad



Llevar la eficiencia a los espacios reducidos

ANTEA es nuestro modelo totalmente empotrado diseñado para áreas de hospitalización. Es fácil de integrar en paneles HPL.


Algunas referencias

Clínica Corachan	España
Hospital St. Juan Brugge	Bélgica
Hospital la Rochelle	Francia
Hospital Costa del Sol	España
Gargash Hospital	Emiratos Árabes
Complejo Hospitalario Virgen de la Macarena	España



PARTES DE ANTEA

ANTEA dispone de un frontal enganchado mediante retenedores de bola y un frontal extraíble mediante ventosas.



CALIDAD

El sistema de gestión y los productos de Tedisel están certificados con el sello de Calidad ISO 13485 y el marcado CE otorgado por el Organismo Notificador TÜV RHEINLAND. Tedisel, como fabricante de producto sanitario, cuenta con la Licencia de Fabricante de Producto Sanitario con el número 6205-PS, concedida por la Agencia Española

de Medicamento y Productos Sanitarios. Todos los productos sanitarios que se desarrollan y fabrican en Tedisel, están regulados por la Directiva Europea 93/42/CEE. Todos los equipos incluyen la homologación y certificación en seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética, normativas ISO 11197 y EN 60601.

Tedisel Iberica S. L.
Sant LLuc, 69-81
08918 Badalona, BARCELONA, Spain
Tel. +34 93 399 20 58
info@tedisel.com
tediselmedical.com



INF-306-ES 05/2024