



tediselmedical
AN EXPERT INSIGHT INTO HOSPITAL EQUIPMENT



TOR

PUENTE DE TECHO

PUENTE DE TECHO



Dos postes integrados para los accesorios



Alta capacidad de carga (100 kg)



Posibilidad de disponer de tubos verticales con una gran variedad de accesorios



Longitud y especificaciones bajo demanda



Colores, HPL, Vinilo y anodización bajo demanda



Pintura antibacteriana bajo demanda



Extremos redondeados y líneas geométricas para una limpieza óptima



Fácil mantenimiento



Iluminación LED (Luz directa e indirecta)

* Superior, inferior, lateral y nocturna a petición



Posibilidad de instalar componentes en la parte delantera y trasera

TOR se fabrica con tres perfiles, divididos en tres compartimentos: Tomas de corriente, conectores de voz y datos, luz directa y nocturna. Gases medicinales y Bajante con luces indirectas.



El sistema de soporte del techo

Hoy en día, la sostenibilidad es un tema importante a la hora de planificar y por eso hay cada vez más ventanas grandes en las zonas de hospitalización, donde no es posible instalar cabeceras de cama en la pared.

Algunas referencias

Hospital Quiron INfanta Luisa
Hospital San José
linique Okba-Katrouan
Centro Dialisi Ternoli

España
España
Túnez
Italia




ACCESORIOS

TOR es el sistema ideal para utilizar en unidades de hospitalización, especialmente en aquellos casos en los que, por razones estructurales, no es posible montar los cabezales de las camas en la pared. También es ideal para las unidades de cuidados neonatales e intensivos y áreas críticas en general, donde no se requiere una iluminación indirecta.



Railes Técnicos



Bombas de Infusión y Portasueros



Bandejas y Cajones



Brazos Soporte Monitor



Lámparas de exploración



Cestas médicas y más



Tubos verticales

CALIDAD

El sistema de gestión y los productos de Tedisel están certificados con el sello de Calidad ISO 13485 y el marcado CE otorgado por el Organismo Notificador TÜV RHEINLAND. Tedisel, como fabricante de producto sanitario, cuenta con la Licencia de Fabricante de Producto Sanitario con el número 6205-PS, concedida por la Agencia Española

de Medicamento y Productos Sanitarios. Todos los productos sanitarios que se desarrollan y fabrican en Tedisel, están regulados por la Directiva Europea 93/42/CEE. Todos los equipos incluyen la homologación y certificación en seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética, normativas ISO 11197 y EN 60601.

Tedisel Iberica S. L.
Sant LLuc, 69-81
08918 Badalona, BARCELONA, Spain
Tel. +34 93 399 20 58
info@tedisel.com
tediselmedical.com



INF-314-ES 05/2024