

tediselmedical
AN EXPERT INSIGHT INTO HOSPITAL EQUIPMENT



N270

GAINE TÊTE DE LIT MONOBLOC

GAINÉ TÊTE DE LIT MONOBLOC



Un profil monobloc avec des côtés innovants



Côtés arrondis et lignes géométriques pour un nettoyage optimal



Orientation Horizontal ou Vertical



Peinture antibactérienne sur demande



Length and specifications upon request



Éclairage LED (Direct, Indirect et Veilleuse)




Couleurs, HPL, Vinyle et anodisation sur demande



Entretien facile

Le **N270** est constitué d'un seul profilé, divisé en trois compartiments.



Notre modèle le plus connu dans le monde

N270 notre best-seller, est installé dans des milliers de projets, et il est optimal pour l'hospitalisation et les zones de santé générale.

Quelques références

Valkeakosi Hospital
Cherkasy Hospital
Yakutsk City Hospital
VVIP Alkhod Military Hospital
Basra Hospital

Finlande
Ukraine
Russie
Oman
Irak

Centro D'Oncologie Ryad
Consorzio Cit. Ospitale
Hospital General Vall d'Hebron
Hospital Sant Joan de Déu
Hospital Oncologico Guayaquil

Maroc
Italie
Espagne
Espagne
Ecuateur



ACCESSOIRES

La structure technique de **N270** comprend des réservations de rails qui supporte différents accessoires



-  Rails techniques
-  Porte-Sérums et Porte-Pompes
-  Étagères et Tiroirs
-  Bras Support Moniteur
-  Lampes d'examen
-  Paniers médicaux et plus



QUALITÉ

Le système de gestion et les produits de Tedisel sont certifiés ISO 13485 et CE par l'organisme notificateur TÜV RHEINLAND. Tedisel, en tant que fabricant de dispositifs médicaux, possède la licence de fabricant de dispositifs médicaux numéro 6205-PS, accordée par l'Agence espagnole des médicaments et des dispositifs médicaux. Tous les

dispositifs médicaux développés et fabriqués par Tedisel sont régis par la directive européenne 93/42/CEE. Tous les équipements sont homologués et certifiés en matière de sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique, conformément aux normes ISO 1117 et EN 60601.

Tedisel Iberica S. L.
Sant LLuc, 69-81
08918 Badalona, BARCELONA, Spain
Tel. +34 93 399 20 58
info@tedisel.com
tediselmedical.com



INF-302-FR 05/2024